



Tabela comparativa da linha eLight



LUZES	DADOS TÉCNICOS		MODELOS																														
			B	A	V	R	I	IV	RV	ARV	ABR	AIL	ABV	BR	BRL	ILB	ILV	RL	IL	IRL													
Led Azul	Comprimento	450 nm ± 10 nm	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	8	8	-	-	-	-											
	Potência	520 mW ± 20%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Led ÂMBAR	Comprimento	590 nm ± 10 nm	-	8	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	4	-	-	-	-	-	-	-											
	Potência	100 mW ± 20%	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Led VIOLETA	Comprimento	410 nm ± 10 nm	-	-	8	-	-	-	4	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-	8	-	-											
	Potência	480 mW ± 20%	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Led VERMELHO	Comprimento	630 nm ± 15 nm	-	-	-	8	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-											
	Potência	200 mW ± 20%	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Led INFRAVERMELHO	Comprimento	850 nm ± 10 nm	-	-	-	-	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Potência	260 mW ± 20%	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Laser VERMELHO	Comprimento	660 nm ± 10 nm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	8	-	4											
	Potência	100 mW ± 20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Laser INFRAVERMELHO	Comprimento	808 nm ± 10 nm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	4											
	Potência	100 mW ± 20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Laser INFRAVERMELHO	Comprimento	808 nm ± 10 nm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-											
	Potência	120 mW ± 20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Potência	Potência por emissor (mW)		520	100	480	200	260	IR	260	R	200	A	100	A	100	A	100	A	100	B	520	B	520	B	520	V	480	R	100	IR	120	V	100
			V	480	V	480	R	200	B	520	IR	100	B	520	R	200	R	100	IR	100	IR	100	R	100	IR	100	IR	100	IR	100	IR	100	
	Potência total (mW)		4,160	800	3,840	1,600	2,080	IR	1,040	R	800	A	400	A	400	A	800	A	400	B	2,080	B	4,160	B	4,160	V	3,840	R	800	IR	960	V	400
			V	1,920	V	1,920	V	1,920	R	800	IR	200	B	2,080	R	200	R	200	IR	200	IR	200	R	800	IR	200	IR	400	IR	400	IR	400	
Emissão Simultânea			Único	Único	Único	Único	Único	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único		
Óculos de proteção	Paciente		Super Sunnie																														
	Profissional		Lente verde																														
Indicações			Ferida Odonto Estética HOF	Estética HOF	Odonto Estética HOF	Podologia Ferida	Fisio Odonto Estética HOF	Estética HOF	Estética HOF	Estética HOF	Estética HOF	Estética HOF	Estética HOF	Estética	Estética Ferida	Estética Ferida	Odonto	Odonto	Odonto Ferida	Estética	Odonto Ferida Fono												
Registo ANVISA			80030810174																														