

MODELOS LIPOESCULTURA - CIRURGIA PLÁSTICA

Modelos	Código	Região do Corpo	Fibra óptica**	Cânula OSL	Peça de mão*	Coletor 2,0 L	Seringa Bico Cateter - 60 mL
Kit Introdutor para Cateter OSL-1	850021325	Face, Pescoço e Pequenas áreas	Modelo A	2 mm x 150 mm (Reta sem furos)	A		
Kit Introdutor para Cateter OSL-2	850021326	Face, Pescoço e Pequenas áreas	Modelo A	2 mm x 150 mm (Angulada sem furos)	A		
Kit Introdutor para Cateter OSL-3	850021327	Corpo (Abdome e coxa)	Modelo A	2 mm x 250 mm (Reta sem furos)	A	01	
Kit Introdutor para Cateter OSL-4	850021328	Corpo (Abdome e coxa)	Modelo B	3,5 mm x 250 mm (Reta com furos)	B	01	01
Kit Introdutor para Cateter OSL-5	850021329	Corpo (Abdome e coxa)	Modelo B	3,5 mm x 250 mm (Reta com furos)	C		
Kit Introdutor para Cateter OSL-6	850021346	Corpo (Abdome e coxa)	Modelo A	3,5 mm x 250 mm (Reta sem furos)	A		

* A: sem aspiração, B: com aspiração com seringa encaixe cateter, C: com aspiração com vácuo automático;

** Modelo A: com adaptador polimérico (600 µm x 3,0 m) e Modelo B: com adaptador metálico (600 µm x 3,0 m).

MEDICINA REGENERATIVA

Modelos	Códigos	Fibra óptica **	Cânula MR	Peça de mão*	Coletor 0,5 L	Seringa Bico Cateter - 60 mL	Seringa Luer Lock 20 mL	Seringa Luer Lock 10 mL	Cânula de Infiltração ***
Kit Introdutor para Cateter MR-1	850021338	Modelo B	2,5 mm x 150 mm (Reta)	B	01	01			
Kit Introdutor para Cateter MR-2	850021339	Modelo B	3,5 mm x 250 mm (Reta)	B	01	01			
Kit Introdutor para Cateter MR-3	850021340	Modelo B	2,5 mm x 150 mm (Reta)	B	01	01			2,0 mm x 200 mm (A)
Kit Introdutor para Cateter MR-4	850021341	Modelo B	3,5 mm x 250 mm (Reta)	B	01	01			2,0 mm x 200 mm (A)
Kit Introdutor para Cateter MR-5	850021386	Modelo B	2,5 mm x 100 mm (Reta)	B	01	01			
Kit Introdutor para Cateter MR-6	850021387	Modelo B	2,5 mm x 100 mm (Reta)	B	01	01			2,0 mm x 100 mm (A)
Kit Introdutor para Cateter MR-7	850021388	Modelo B	2,5 mm x 150 mm (Reta)	B	01	01		01	2,5 mm x 200 mm (B)
Kit Introdutor para Cateter MR-8	850021389	Modelo B	3,5 mm x 250 mm (Reta)	B	01	01		01	2,5 mm x 200 mm (B)
Kit Introdutor para Cateter MR-9	850021390	Modelo B	2,5 mm x 100 mm (Reta)	B	01	01		01	2,5 mm x 100 mm (B)
Kit Introdutor para Cateter MR-10	850021391	Modelo B	2,5 mm x 150 mm (Reta)	B	01	01			2,0 mm x 200 mm (A)
Kit Introdutor para Cateter MR-11	850021392	Modelo B	3,5 mm x 250 mm (Reta)	B	01	01			2,0 mm x 200 mm (A)
Kit Introdutor para Cateter MR-12	850021393	Modelo B	2,5 mm x 100 mm (Reta)	B	01	01			2,0 mm x 100 mm (A)
Kit Introdutor para Cateter MR-13	850021394	Modelo B	2,5 mm x 150 mm (Reta)	B	01	01		01	2,0 mm x 200 mm (B)
Kit Introdutor para Cateter MR-14	850021395	Modelo B	3,5 mm x 250 mm (Reta)	B	01	01		01	2,0 mm x 200 mm (B)
Kit Introdutor para Cateter MR-15	850021396	Modelo B	2,5 mm x 100 mm (Reta)	B	01	01		01	2,0 mm x 100 mm (B)
Kit Introdutor para Cateter MR-S-1	850021465	Modelo B	2,5 mm x 150 mm (Reta)	D			01		2,0 mm x 100 mm (B)
Kit Introdutor para Cateter MR-S-2	850021466	Modelo B	2,5 mm x 150 mm (Reta)	D			01	04	2,0 mm x 100 mm (B)
Kit Introdutor para Cateter MR-S-3	850021467	Modelo B	2,5 mm x 100 mm (Reta)	D			01		2,0 mm x 100 mm (B)
Kit Introdutor para Cateter MR-S-4	850021468	Modelo B	2,5 mm x 100 mm (Reta)	D			01	04	2,0 mm x 100 mm (B)
Kit Introdutor para Cateter MR-S-5	850021469	Modelo B	2,5 mm x 150 mm (Reta)	D			01		22 G x 90 mm (C)
Kit Introdutor para Cateter MR-S-6	850021470	Modelo B	2,5 mm x 150 mm (Reta)	D			01	04	22 G x 90 mm (C)
Kit Introdutor para Cateter MR-S-7	850021471	Modelo B	2,5 mm x 100 mm (Reta)	D			01		22 G x 90 mm (C)
Kit Introdutor para Cateter MR-S-8	850021472	Modelo B	2,5 mm x 100 mm (Reta)	D			01	04	22 G x 90 mm (C)

*(B: com aspiração com seringa encaixe cateter e D: com aspiração com seringa encaixe luer)

** com adaptador metálico (600 µm x 3,0 m)

*** Cânula de infiltração: A: Agulha de Klein com acoplamento cateter, B: Agulha de Klein com acoplamento luer ou C: Cânula com acoplamento luer